

RSA Valle di Cembra - Gruppo Spes

Lisignago (TN)

RSA
74 posti letto
quasi totalità ospiti non autosufficienti



Installazione eseguita da Unifarm

2015

DOTAZIONE DI MONITORAGGIO
integrata al sistema di chiamata in uso

Sensori CareMat - allarme scendiletto

- 2 tappetini scendiletto CareMat A (rettangolari) con sensore allarme versione Bosch compatibile
- 2 ricevitori Bosch LE10 per il collegamento con il sistema di chiamata infermiera esistente

Esigenze

Un sistema che permetta agli operatori di **monitorare gli ospiti con autonomia compromessa quando si alzano dal letto**, per poterli assistere tempestivamente.

La discesa dal letto è infatti un momento critico per il **rischio di cadute**, che si è impegnati a minimizzare, e nel caso di anziani con demenza e morbo di **Alzheimer** è importante evitare anche che si allontanino dalla stanza e vaghino senza accompagnamento.

Si ricerca una soluzione pratica, da collegare al sistema di chiamata già presente nella struttura.

Soluzione

Tappeti scendiletto CareMat con allarme a pressione, **senza fili** e collegati **via radio** al sistema di chiamata in uso nella RSA mediante ricevitori Bosch LE10, fissati a parete.

Quando l'ospite lascia il proprio letto e **posa i piedi sul tappetino**, il sensore sensibile alla pressione **attiva una chiamata infermiera** allertando immediatamente lo staff.

È stato scelto il modello CareMat A: rettangolare (110 x 70 cm), offre ampia superficie e ha due maniglie per una presa comoda e sicura quando occorre spostarlo.

Inizialmente la RSA ha adottato un primo scendiletto, e in seguito ne ha aggiunto un secondo.

I sensori CareMat sono in materiale igienico per uso sanitario, resistenti, stabili e antiscivolo, con bordi anti-inciampo.

Vantaggi

- **Tempi brevi di attivazione** perché il sistema via radio si installa senza cavi né cablaggi.
- **Razionalità e convenienza** perché i dispositivi si integrano facilmente con i sistemi esistenti, la dotazione è sempre commisurata alle **necessità effettive, anche minime**, e si può incrementare nel tempo.
- **Praticità**: ergonomico e munito di maniglie, lo scendiletto si posiziona e si sposta senza difficoltà ed è gestibile direttamente dagli operatori.
- **Sicurezza ed efficienza** per il personale, che può monitorare anche a distanza gli ospiti a rischio e sapere sempre, istantaneamente, quando si stanno alzando dal letto.

Sensore a tappeto
CareMat A
e ricevitore radio
LE10 Bosch

