

TRASMETTITORE DA ACCOMPAGNAMENTO S37E

E' stata appena sviluppata la funzione di "Accompagnamento" per il sistema di chiamata infermiera Telealarm. Questa funzione, che si abbina a quella "Localizza", utilizza il nuovo trasmettitore da polso S37E ed è compatibile con la nuova serie di Unità di chiamata infermiera NC.020.FI.EU e NC.022.FI.EU.

La nuova funzione di "Accompagnamento" permette la disattivazione di varchi controllati dai segnalatori IS75 e IS76 se un ospite, affetto da disturbi cognitivi – es. Alzheimer, è accompagnato dal personale autorizzato.

Il trasmettitore da accompagnamento S37E è un dispositivo dedicato al personale infermieristico. Riconoscibile dal tasto di colore verde, permette di bloccare l'invio di un allarme localizza nel caso si trovi, assieme ad un altro trasmettitore S37L, nel campo radio di un segnalatore IS75 o IS76.

Il sistema di chiamata infermiera ha la possibilità di disattivare l'allarme quando capta la presenza contemporanea dei due trasmettitori "Localizza" e "Accompagnamento", riportanti lo stesso numero di porta/varco. La stessa operazione viene eseguita anche sul ricevitore radio Le9.

Specifiche di prodotto:

Alimentazione:	batteria 3V al litio CR2025
Durata media della batteria:	un anno, a seconda dell'utilizzo
Indicatore a LED:	rosso
Tasto:	verde
Trasmissione radio:	434 MHz
Copertura radio:	circa 30 metri



