

ASP ITIS KCS Caregiver

Trieste

Residenza Protetta per anziani
non autosufficienti
9 residenze, 411 posti letto



2020 • 2021

MONITORAGGIO LETTI - prevenzione CADUTA

Scendiletto con allarme CareMat e sensore da letto Bucinator Paulus

- 5 tappeti scendiletto CareMat C con allarme a pressione
- 1 sensore Bucinator Paulus allarme caduta da collocare sotto il materasso
- 6 ricevitori radio con contatto RCJ06 per il collegamento dei sensori al sistema di chiamata in uso

Esigenze

2020

L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS intende acquisire un sistema di prevenzione del rischio caduta per gli ospiti, efficace in particolare nel momento critico della discesa dal letto.

L'obiettivo è poter monitorare quando l'ospite è in procinto di alzarsi, e avvisare subito il personale per l'assistenza necessaria.

2021

L'anno successivo sorge l'esigenza di espandere la dotazione con ulteriori 4 dispositivi di monitoraggio.



Il sensore Bucinator Paulus inserito sotto il materasso. Non richiede manutenzione: grazie a ricambi per tutte le componenti, si ripara sempre facilmente.

Soluzione

Sono stati forniti sensori di monitoraggio abbandono letto, supporti utili per tutelare la sicurezza dell'ospite e agevolare il compito di assistenza. Sono stati scelti due tipi di sistemi:

- **Tappeti scendiletto CareMat** con allarme a pressione (1 acquisito nel 2020 e altri 4 aggiunti nel 2021).

I dispositivi sono collegati via radio al sistema di chiamata infermiera mediante un ricevitore con contatto, e attivano una chiamata quando l'ospite si alza dal letto e posa i piedi sul tappetino. Senza fili, sono stabili e antiscivolo con bordi anti-inciampo, in materiale igienico per uso sanitario. Sono maneggevoli da posare e spostare grazie alle comode maniglie, adatti anche ai piedi delle poltrone. È stato scelto il modello di forma semicircolare (CareMat C).

- **Sensore da letto Bucinator Paulus**, un sottile cuscinetto con allarme a pressione da collocare sotto il materasso. Senza fili, invisibile per l'ospite, Bucinator avverte quando la persona si sposta sul bordo del letto e sta per alzarsi: la segnalazione giunge dunque prima della discesa dal letto.

Anche questo sensore si posiziona rapidamente senza difficoltà ed è igienico: nessun contatto con la persona, e custodia disinfettabile.

Vantaggi

- **Praticità:** dotazioni semplici da usare, applicabili al bisogno e trasferibili da un letto all'altro.
- **Sicurezza ed efficienza** per il personale, che monitora gli ospiti anche a distanza e viene avvertito quando si stanno alzando dal letto.
- **Monitoraggio utile anche per anziani con demenza** soggetti a wandering: evita che possano allontanarsi da soli.
- **Attivazione veloce** dei dispositivi, senza fili e alimentati a batteria: funzionano via radio abbinati a un ricevitore e non occorrono cablaggi.
- **Razionalità e convenienza:** i sensori hanno un trasmettitore radio integrato e si collegano facilmente con i sistemi di chiamata esistenti, l'allarme può raggiungere anche i portatili dello staff in movimento. La dotazione è sempre commisurata alle necessità effettive, anche minime, e si può integrare nel tempo.



Scendiletto con allarme CareMat C. Disponibile anche rettangolare.