

RSA Campansi - ASP Città di Siena

Siena

- 2 Residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti 193 posti letto totali
- Modulo Alzheimer - 8 posti letto



2017

Controllo varchi "Localizza" - Sicurezza Alzheimer

- 10 bracciali localizzatori S37L per gli ospiti
- 3 rilevatori ad anello filare IS75 per 3 accessi esterni
- 1 unità principale NurseCall + 2 secondarie

2012

MODULO ALZHEIMER

Monitoraggio letti con allarmi su cercapersone

- 4 sensori fissi SecNurse per il monitoraggio dei letti, con 4 trasmettitori radio integrati ELDAT
- 1 sensore d'allarme mobile a tappetino CareMat
- 1 sistema cercapersone i-Page con 1 ricevitore WP
- 5 ricevitori radio ELDAT in armadio rack centralizzato

Dotazione donata alla RSA dal Lions Club Siena

2017

Espansione sicurezza Alzheimer

Dopo 5 anni dalla installazione del sistema di monitoraggio presso il Modulo Alzheimer, la struttura decide di estendere la dotazione di sicurezza per ospiti disorientati con una soluzione che prevenga il rischio fuga.

Esigenza

Monitorare in modo costante gli ospiti a rischio e **localizzarli** subito con precisione quando si avvicinano a uno degli accessi esterni principali, l'ingresso pedonale e 2 passi carrai.

Soluzione

Sistema di controllo varchi via radio **NurseCall Localizza**, con:

- bracciali localizzatori (S37L), ergonomici e con cinturino antistrappo, per gli ospiti da monitorare;
- dispositivi rilevatori (mod. IS75 abbinati ad anello filare) collocati agli accessi da sorvegliare;
- unità centrale NurseCall e 2 secondarie per la copertura radio dell'area.

I bracciali inviano un allarme quando vengono rilevati vicino al varco pericoloso. Le segnalazioni giungono alla postazione di portineria, operativa 24/24.

Vantaggi

- **Tempi brevi di attivazione:** senza cablaggi e opere murarie né disagi.
- **Convenienza e flessibilità:** sistema modulare, espandibile nel tempo secondo le necessità, facile anche da rimuovere e collocare in altre parti della struttura (interni/esterni).
- **Semplice integrazione** via radio con sistemi di comunicazione ospedaliera, dotazioni DECT e cercapersone.

Bracciale localizzatore



Scendiletto CareMat



Sensore SecNurse



2012

Monitoraggio letti

ESIGENZA: durante la notte, rafforzare la protezione degli ospiti del **Modulo Alzheimer** assicurando:

- assistenza immediata quando l'ospite si alza dal letto, per gestire in modo sicuro i rischi di caduta o vagabondaggio
- il controllo costante, da parte del personale d'assistenza, anche a distanza e in movimento.

Soluzione

Rilevatori di presenza **SecNurse** fissati al di sopra dei letti da monitorare: quando un ospite si alza, inviano un avviso al sistema di chiamata e ai cercapersone. Collegati via radio al sistema cercapersone **i-Page**, evitano cablaggi scomodi e costosi.

La dotazione include anche un sensore mobile, lo scendiletto **CareMat** con allar-

me a pressione. Antiscivolo e con bordo antinciampo, si sposta e si colloca come serve, ai piedi del letto o di poltrone. Igienico e resistente.