

Assistenza anziani a CASA

Monitoraggio del letto a distanza
per prevenire CADUTE

Roma



SISTEMA CAREPAD
sensore allarme da letto
+ ricevitore radio a suoneria

2025

**CAREPAD - cuscinetto con allarme
per monitorare l'uscita dal letto**

- 1 sensore d'allarme CarePad posizionato sotto il materasso
- 1 ricevitore radio a suoneria RCP25 da inserire in una comune presa di corrente

Esigenze

La signora Claudia M. è alla ricerca di una soluzione per **prevenire le cadute del padre anziano**, assistito in casa con l'aiuto di una persona. Il problema riguarda in particolare le cadute notturne, che si sono già verificate quando il padre si sveglia e si alza.

Per la sua sicurezza, è fondamentale che proprio nel momento in cui lascia il letto possa **intervenire in modo tempestivo** il caregiver/familiare che presta assistenza.

Al contempo, è importante anche poter **alleviare la tensione costante e la fatica** che il compito di cura comporta, soprattutto durante la notte. Per chi assiste la persona anziana, sapere quando si alza per soccorrerla con prontezza significa poter agire con serenità, evitando estenuanti controlli continui, magari superflui.

Tramite una ricerca in Internet, la signora Claudia - insieme con un'amica che la supporta nell'assistenza - scopre i sistemi di **monitoraggio del letto** e le soluzioni Unirete, orientandosi sul CarePad. Ci contatta per avere informazioni dettagliate e valutare l'adeguatezza della scelta per la sua famiglia.

Soluzione

Considerate le esigenze e le condizioni del caso specifico, si è confermata l'opzione per il pratico dispositivo di monitoraggio **CarePad**, che funziona via radio ed è sicuro **senza fili**.

Questo sensore d'allarme a cuscinetto è posizionato **sotto il materasso**, sul lato di discesa dal letto, e **rileva quando** il padre di Claudia è **in procinto di alzarsi**. Nel momento in cui **appoggia le gambe sul bordo del letto**, CarePad avvisa la persona che lo assiste inviando una **segnalazione a suoneria**, tramite un piccolo ricevitore radio inserito in una comune presa di corrente.

Massima semplicità di un sistema fornito pronto all'uso, che per la famiglia di Claudia risulta:

- **efficace** nel rispondere al problema, assicurando una migliore gestione del rischio cadute e consentendo alla persona che assiste il padre di arrivare in tempo per aiutarlo quando si alza;
- **semplice da usare**, senza bisogno di alcuna preparazione tecnica;
- **affidabile** anche per il servizio di **assistenza diretta Unirete**, che offre ai clienti un supporto pronto e risolutivo. Claudia M. ci ha rilasciato in proposito la sua **testimonianza**, che riportiamo ringraziandola ancora una volta per la cortesia, e per averci scelto.

Vantaggi

- **Sicurezza** per la persona anziana e per chi l'assiste: il **monitoraggio continuo a distanza** è efficace e discreto, offrendo tranquillità per tutti.
- **Senza fili**, dispositivo **nascosto** sotto il materasso: nessun impiccio, scomodità o rischio di inciampo.
- **Allarme tempestivo**: CarePad avverte quando la persona è a bordo letto e sta per alzarsi (basta una leggera pressione delle gambe sul sensore).
- **Igiene**: la custodia è **disinfettabile**.

La testimonianza di Claudia M.

"Quando abbiamo avuto un problema per il mancato funzionamento, mi sono rivolta alla ditta e ho ricevuto assistenza in tempi rapidi. Il mancato funzionamento dipendeva dalle batterie scariche (a cui inizialmente non avevo pensato, immaginando che avessero un'autonomia di circa un anno). Sono stata guidata telefonicamente per la risoluzione del problema. Se si fosse verificato un problema più complesso, la ditta avrebbe ritirato il prodotto fornendone un altro in sostituzione per il tempo necessario a coprire l'attesa dell'eventuale riparazione. Ho apprezzato la gentilezza, la disponibilità e l'efficienza del personale di Unirete."



Batteria inclusa
(CR 2032)

Dimensioni (LxAxP):
920 x 150 x 35 mm

Peso: 800g ca.