

Bedscan

MONITORAGGIO del LETTO

PREVENZIONE dei rischi

CADUTA

ALLONTANAMENTO

Sensore ottico di monitoraggio

Bedscan è un sensore ottico di monitoraggio del letto che rileva situazioni di pericolo potenziale per il paziente o la persona assistita e **allerta** il personale sanitario e i caregiver.

Garantisce sicurezza salvaguardando la **privacy** (non riprende immagini) e agevola il compito di assistenza riducendo il carico di lavoro.



Allarme personalizzato

Le **impostazioni di allarme** sono 6, regolabili in modo personalizzato per il singolo paziente.

Il sensore offre diverse possibilità, con l'invio di una **segnalazione quando**:



la persona si mette
in posizione seduta
sul letto



la persona
è sul bordo
del letto



la persona
lascia il letto



la persona non
torna a letto entro
il tempo prefissato
(5/10/15 min)

Facile da usare e installare

Bedscan è provvisto di una **staffa di montaggio universale** che si adatta alla maggior parte dei letti in uso negli ospedali e nelle case di riposo.

È disponibile anche con **piantana di supporto** per collocarlo nella stanza invece che fissato al letto.

L'installazione è semplicissima: basta posizionare il sensore e attivarlo.

Funziona via radio con trasmettitore integrato e piccolo ricevitore esterno collegato al sistema di chiamata.

Alimentato a batteria: non si devono portare cavi al letto e non vi sono rischi di inciampo.

- Nessun cavo
- Nessun assemblaggio
- Utilizzo pratico e flessibile
- Collegamento semplice ai sistemi di chiamata infermieri

Ricevitore abbinato

Bedscan funziona con il **Ricevitore Daza con contatto D-7311** per la trasmissione degli allarmi.

Questo piccolo dispositivo **a presa** permette di collegare senza fili fino a 16 trasmettitori di allarme.

Si collega al sistema di chiamata infermiera con un cavo e gli allarmi Bedscan sono inviati direttamente al sistema di chiamata.

Disponibile anche in versione Plug&Play.



INFORMAZIONI PER L'ORDINE

D-7090 Bedscan con staffa universale di montaggio

D-7091 Bedscan con piantana di supporto

Bedscan è un sistema



ALTRI SISTEMI DAZA distribuiti da UNIRETE

TI-SEGUO Controllo varchi antivagabondaggio

Soluzione modulare ideale per RSA e Case di riposo che hanno esigenza di sorvegliare un unico accesso.


Il **modulo base** include:

- 1 antenna a pannello da installare a soffitto
- 3 Tag RFID a bracciale con cinturino antistrappo

Flessibilità di utilizzo

Installato sul letto

Bedscan si fissa alla pediera del letto con la staffa universale ed è semplice da posizionare in modo corretto.



Il sensore invia una segnalazione quando risulta inclinato, anche nel caso di eventuale spostamento o di manomissione da parte del paziente.

Collocato nella stanza



Si può anche utilizzare **Bedscan** con una piantana di supporto, per collocarlo fronte letto in modo idoneo al corretto rilevamento ottico.



Sistema di gestione ambientale certificato conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015

UNIRETE Telecomunicazioni S.r.l. www.unirete.it info@unirete.it
Via Lodi 1 - 20835 Muggiò (MB) - Italy | tel. +39 039 2785173 fax +39 039 2144286

Assistenza tecnica UNIRETE

039 2785173

ufficiotecnico@unirete.it

Informazioni e supporto tecnico da parte del nostro staff. Assistenza telefonica in tutte le fasi di installazione delle apparecchiature.